

Kroon/ brug op implantaat

Doel

Het realiseren van een goede, naar omstandigheden zo optimaal mogelijke, vervanging van verloren of niet aangelegde elementen.

Eerste zitting

Materialen

- Standaardtray
- Gatlepels (reeds gemaakt door implantoloog)
- Implantaatdoosje (t.b.v. coping's en schroevendraaiers)
- Facebow + toebehoren
- Corsodyl gel
- Kronentikker
- Impregum: pentamix met schone tip + spuit + adhesive
- Stopwatch
- Combiloid
- Kleurenring
- Gele was
- Tijdelijk cement

Werkwijze

- Verwijderen noodvoorziening/ healingabutment verwijderen.
- Afdruk coping plaatsen.
- Gatlepel passen.
- Gele was aanbrengen t.p.v. opening gatlepel.
- Adhesief aanbrengen in gatlepel.
- Spuit met combiloid/ ondersnijdingen brug/dummy etc uitblokken.
- Impregumspuit op pentamix koppelen.
- Spuit vullen met impregum/ lepel vullen met impregum.
- Stopwatch aanzetten op 4 minuten/ spuitafdruk maken en lepel plaatsen.
- Afdruk verwijderen en controleren (coping blijft in afdruk).
- Healingabutment door corsodyl halen en terugplaatsen in de mond.
- Facultatief: facebow registratie doen.
- Kleur bepalen.
- Tijdelijk cement aanmaken/ noodvoorziening herplaatsen.
- Laboratorium en kleur noteren.
- Orderbon invullen: svp goud-porselein kroon of keramiek kroon.

Tweede zitting

Materialen

- Standaardtray
 - Techniekwerk
 - Hoekstuk (kastje onder bureau) met torque-controller
 - Doosje met implantaat schroevendraaiers
 - Kronentikker
 - Röntgenfoto
 - Wattenrollen
 - Wattenpallet
 - Atriculatiepapier
-

Kroon/ brug op implantaat

- Floss
- Vococlip
- Tempbond + spatel + mengblokje
- Corsodyl

Werkwijze

- Indien nodig kronentikker/ noodvoorziening en Healingabutment verwijderen.
- Opbouw plaatsen m.b.v. zilverseutel (seutel zit vast in opbouw).
- Zilverseutel lostikken van opbouw m.b.v. kronentikker.
- Opbouw in situ brengen.
- Met patiënt naar röntgenbox om foto te maken.
- Torque 35Ncm aanbrengen.
- Wattenpallet in opbouw plaatsen.
- Vococlip over wattenpallet plaatsen.
- Techniekwerk passen: controleren contactpunten /controleren kleur/vormgeving.
- Articulatiepapier: controleren occlusie en articulatie.
- Kroon permanent (tijdelijk) plaatsen met tempbond.
- Cementresten verwijderen.
- Patiënt instrueren.
- Orderbon en technieknota in techniekmap opruimen.

Criteria

- Stevige contactpunten.
- Occlusie niet te hoog.
- Inpassen in articulatiepatroon.
- Aangepaste kleur.
- Goede randaansluiting.
- Brug spanningsvrij plaatsen.
- Esthetisch aanvaardbaar.

Tijdsduur

Wisselend. Door tandprotheticus te bepalen.

Behandelaar

Tandprotheticus.
