

Prothese op implantaat

Doel

Het realiseren van een redelijke naar omstandigheden zo optimaal mogelijke vervanging van de afwezige dentitie d.m.v. een uitneembare constructie.

Eerste zitting

Materialen

- Alginaat (zie instructie alginaat)
- Schreinemaker prothese afdruklepels
- Mondpotlood
- Orderbon
- Plasticzakje tandtechnisch laboratorium

Werkwijze

- Standaard afdruk maken.
- Orderbon invullen.

Kaakdeel met implantaten; schellak beetplaat + waswal

Kaakdeel zonder implantaten; kunsthars beetplaat

Gatlepel onderkaak

Retour datum, na 1 week

- Kaart invullen.
- Techniekwerk naar receptie brengen.

Tweede zitting

Materialen

- Techniekwerk: individuele lepels met waswal
- Beetvork
- Plamuurmes en/of rimvormer
- Gasbrander en –aansteker
- Stents
- Xantopren
- 2 kopspijkertjes
- Kleurpotlood
- Kleurenring
- Doos met voortandensetje
- Implantaatdoosje
- Corsodylgel
- Impregum: pentamix + schone tip+ spuit + adhesieve
- Gele was
- Alginaat

Werkwijze

- Individuele afdruk maken.
- Beethoogte en relatie vastleggen (healingabutments blijven zitten).
- Kleur en vorm elementen bepalen.
- Orderbon invullen:

Gaarne opstellen inwas

Vorm + kleur

Vervaardigen staafconstructie

Prothese op implantaat

Bijzondere wensen aangeven

Retour datum, na 1 week

- Kaart invullen.

Derde zitting

Materialen

- Techniekwerk: waspas
- Implantaatdoosje
- Corsodylgel
- Horseshoe articulatiepapier

Werkwijze

- Prothese passen.
- Controleren occlusie en articulatie.
- Orderbon invullen:

Prothese persen en afwerken

Retour datum

Vierde zitting

Materialen

- Techniekwerk: prothese geperst
- Implantaatdoosje
- Fitcher: beide pasta's 1 op 1 mengen met spatel op mengblok
- "horseshoe" articulatie papier
- Röntgenfoto

Werkwijze

- Prothese plaatsen.
- Prothese controleren op drukplaatsen.
- Occlusie en articulatie controleren.

Tijdsduur

Wisselend en te bepalen door de tandprotheticus.

Behandelaar

Tandprotheticus.
