

Plaatsen Lipbumper

Doel

Plaatsen van Lipbumper. De lipbumper is een metalen draad (soms met een kunststof schildje), dat geschoven is in buisjes op banden van 36 en 46. Het verloop is buccaal en labiaal 2 a 3 mm buiten de tandboog om. De druk die de lip op het apparaat uitoefent zorgt voor een kracht op de molaren naar distaal. Dit kan ruimte in de tandboog herwinnen of mesialisatie van de molaren voorkomen. Bij deze werkinstructie wordt ervan uitgegaan dat de 36 en 46 zijn gesepareerd (zie instructie 'separeren').

Benodigdheden voor de zittingen zijn genoemd in de werkinstructie 'banderen' en 'alginaatafdrukken'.

Eerste zitting

- Cliënt wordt uitgelegd wat er deze zitting gaat gebeuren.
- Separators worden verwijderd.
- Er worden banden zonder buccale attachment geselecteerd (volgens de instructie 'banderen').
- Er wordt een afdruk gemaakt van de onderkaak (zonder de banden in de mond) volgens instructie 'alginaat afdruk'.
- Afdruk en banden worden naar het laboratorium verzonden met een ingevulde opdrachtbon.
- Er wordt een afspraak gemaakt voor een tweede zitting, rekening houdend met de datum van terugbestellen van de lipbumper.
- Separators worden weer geplaatst.
- Bandmaten en uitgevoerde handelingen worden in het dossier genoteerd.
- Indien van toepassing wordt een maandtarief gedeclareerd.

Tweede zitting

- De apparatuur wordt gecontroleerd op het model, indien in orde schoongemaakt met alcohol, indien niet in orde wordt er rapport van afwijkingen gemaakt en wordt de apparatuur indien mogelijk gecorrigeerd zodat geplaatst kan worden of wordt de eerste zitting herhaald om opnieuw de apparatuur te bestellen.
- Cliënt wordt uitgelegd wat er deze zitting gaat gebeuren.
- Separators worden verwijderd.
- De banden worden gepast en indien correct passend gecementeerd volgens de instructie 'banderen'.
- De lipbumper wordt gepast en indien nodig geadapteerd zodat voldaan wordt aan de na volgende criteria.

Criteria

Links en rechts zit de lipbumper ontspannen in de buizen en ter plaatse van de tandhalzen van het onderfront ligt deze 2 mm af, de boog mag het gebit of de gingiva nergens raken, de uiteinden van de lipbumper moeten niet te ver door de buizen heen steken omdat dit klachten kan geven aan de wangen, indien wel te lang dan inkorten.

- Er wordt instructie gegeven over het schoonhouden van de lipbumper en de banden.
- Tenslotte dient de tandarts het geheel te controleren.
- Er wordt een vervolgspraak gemaakt voor controle.
- Uitgevoerde behandeling wordt in het dossier genoteerd.
- Indien van toepassing wordt een maandtarief gedeclareerd