

Hygiënerichtlijnen

Algemeen

- Binnen de praktijk moeten aparte ruimten zijn voor behandeling, administratie, reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium.
- De sterilisatieruimte moet zichtbaar gescheiden zijn in een vuil en schoon gebied.
- Schoon instrumentarium worden in gesloten kasten of laden opgeborgen.
- Vuil instrumentarium dient afgesloten vervoerd te worden.
- Na gebruik de zichtbaar vuile/bebloede instrumenten schoonborstelen met een borstel en leidingwater.
Hierna gaan alle instrumenten de thermodesinfector.
- Van alle werknemers wordt verwacht, dat ze bij eventuele onregelmatigheden in de netheid of de hygiëne, zelf ervoor zorgdragen dat dit gecorrigeerd wordt, of dat de daarvoor verantwoordelijke medewerker op de hoogte wordt gebracht.

Persoonlijk hygiëne

- Tijdens de behandeling worden handschoenen gedragen, die na iedere patiëntenbehandeling worden weggegooid, nadat de vuile instrumenten zijn weggelegd en andere disposables zijn weggegooid.
- Tijdens het werken wordt er verplicht dienstkleeding en schoenen gedragen. Men is zelf verantwoordelijk voor het wassen van de kleding op minimaal op 60°C en het schoonhouden van de schoenen.

Boren

- De boren worden na gebruik schoongeborsteld en in een bakje met speciale reinigingvloeistof geplaatst en hierna gedroogd voor hergebruik. Dit gebeurt in de sterilisatieruimte.

Röntgenapparaat

- Leg bij het maken van een intra orale röntgenopname met een fosforplaatje, een alcoholdoekje op het schone werkbladgedeelte klaar.
- Leg hier op het fosforplaatje (met hoes).
- Doe de handschoenen uit en desinfecteer de handen en vouw het alcoholdoekje dicht (zodat de alcohol 30 seconden kan inwerken).
- Trek nieuwe handschoenen aan en loop met het dichtgevouwen doekje in de hand naar het uitleesapparaat.
- Na 30 seconden kunnen de fosforplaatjes veilig worden ontwikkeld.
- Na ontwikkeling van de foto's dienen de aangeraakte oppervlaktes bij het intra orale röntgentoestel (met de schone handschoenen aan) te worden gedesinfecteerd (röntgenbuis, röntgenarm en de timer).
- Leg de gebruikte bitewing-houder in de bak voor de vuile houders.
- Trek de handschoenen uit en desinfecteer deze wederom.
- Na gebruik wordt het röntgenapparaat en de timer afgenomen met 80% alcohol.
Verder wordt het OPT-beetbalkje na iedere patiënt schoongemaakt met alcohol 80%.

Kleingoed gebruik

- Alle voorwerpen, die uit de laden of kasten genomen worden tijdens een behandeling, worden voor het terugplaatsen afgenomen met alcohol.

Desinfecteren oppervlakken

- Na iedere behandeling worden alle oppervlakken van werkbladen en units etc. met alcohol 80% gereinigd.
-

Hygiënerichtlijnen

- De alcohol mag niet in spray vorm worden gebruikt. De spray moet rechtstreeks op het doekje worden gespoten om daarna de oppervlakte mee te reinigen.
- Voorkeur geniet de alcoholdoekjes.

Doorspoelen afzuigsysteem en desinfecteren van de units

- Aan het eind van iedere dag, wordt het afzuigsysteem doorgespoeld met een desinfecterende vloeistof. De units worden na iedere behandeling en aan het eind van de dag afgenomen met 80% alcohol.

Thermodesinfecteren

Het inpakken van de thermodesinfector wordt aansluitend na het lopen van een ronde door de desbetreffende assistente gedaan.

Het gebruik van huishoudhandschoenen is verplicht bij het inpakken van de thermodesinfector.

Als er vuil instrumentarium in de thermodesinfector staat dient er een rode button aangebracht te worden op de deur om dit kenbaar te maken. Als er schoon instrumentarium in staat dient er een groene button aangebracht te worden op de deur.

De thermodesinfector wordt op de volgende wijze ingepakt:

Trays

- Deze worden onder in de thermodesinfector geplaatst. Ze worden met de onderkant naar voren in het rek gezet, zodat het water er niet blijft staan.

Instrumentarium

- Zichtbare verontreiniging wordt afgeborsteld/gespoeld met water. Instrumentarium in daarvoor bestemde rekjes zetten.

Afzuigers

- Deze worden in het speciale rek boven in de thermodesinfector geplaatst.

Meerfunctiespuiten en tips

- Deze komen in het korfje bij de afzuigers.

Korfjes

- Deze worden rechtop in het rechter rek onder in de thermodesinfector geplaatst. Reinigingsmiddel in het daarvoor bestemde vakje doen.

Het programma waarop al het instrumentaria schoongemaakt wordt is DESIN – VARIO TD. Als het goede programma in beeld staat kan de thermo gestart worden.

Na het starten van de thermo de buitenkant afnemen met alcohol 80% (aan de lucht laten drogen) en de groene button plaatsen ten teken dat erbij openen schoon instrumentarium in de machine staat.

Reiniging hand- en hoekstukken

- Bij niet kritisch gebruik (categorie C) worden hand- en hoekstukken na iedere patiënt gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd.
 - Haal zichtbare verontreiniging van hand- en hoekstukken af en desinfecteer daarna het hand- en hoekstuk met 80% alcohol.
 - Hoekstukken doorsmeren, steriliseren en opnieuw oliën.
 - Bij semikritisch gebruik (categorie B) moeten hand- en hoekstukken gereinigd, gedesinfecteerd en onverpakt gesteriliseerd worden.
-

Hygiënerichtlijnen

- Hoekstukken ten behoeve van chirurgische ingrepen (categorie A) dienen verpakt te worden gesteriliseerd.

Indien gebruik wordt gemaakt van de DAC staat hieronder een voorbeeld hoe je de instructie kan uitbreiden.

- Neem de houder uit de DAC en klik de hand- en of hoekstukken op de houder (let hierbij op of je ook echt de klik hoort, anders vallen ze er tijdens het proces vanaf.).
- Controleer op het display of het juiste programma is geselecteerd.
134 graden Standaardprogramma
121 graden
134 graden (18 minuten) Risicopatiënten
Controleer of de instellingen juist zijn geselecteerd.
- Start de cyclus door op de startknop te drukken, indien alle instellingen naar behoren zijn ingesteld.
- Druk na het starten de veiligheidsring in.
- Aan het einde van de cyclus komt de houder vanzelf een beetje omhoog. Druk op C om de houder helemaal naar boven te laten komen.
- LET OP: de hand- en hoekstukken zijn HEET na de cyclus.

Steriliseren van instrumenten

Controle:

- Materialen, instrumentarium, al of niet verpakt, moeten droog zijn voordat ze worden gesteriliseerd.

Verpakkingen:

- Voor instrumentarium gebruiken we laminaatzakjes.
- Controleer of ze op de juiste manier zijn dichtgeplakt. (Langs de vouwrand). Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van dichtsealen.
- Na het sterilisatieproces de zakjes voorzien van houdbaarheidsdatum. Niet op papier schrijven, bij voorkeur buiten de sealranden of met sticker datum sterilisatie en de datum houdbaarheid.

Methode van inpakken/beladen:

- De lading moet uit gelijksoortige producten bestaan.
- Producten verpakt in laminaat moeten verticaal staan; papierkant naar boven bij schuinstaande verpakkingen.
- Geen laminaat boven instrumentensets plaatsen.
- Laminaatverpakkingen moeten zich "vrij kunnen bewegen".
- (Vacumeren en stoompenetratie).
- Stoom moet alle oppervlakten goed kunnen bereiken.
- Condenswater moet goed uit de lading kunnen worden afgevoerd.
- De lading mag tijdens het proces niet in aanraking komen met de wanden van de sterilisator.
- Sterilisator kort voor het starten van het proces beladen.

Programma keuze:

- Maak een keuze tussen verpakt en onverpakt steriliseren.

Schoonmaken gebouw binnen en buiten

- Dit is vastgelegd in werkschema's/ takenlijst of functiematrix.
-