

## Kamopbouw

---

### Doel

Herstel van verloren kaakbotmassa aan de hand van kunstbot of autoloog bot:

- O.w.v. esthetische doeleinden.
- Ter retentie van losse prothesen.
- Opvulling extractieholten" 1 tand -1 kwadrant -1 kaak.
- Ter voorbereiding van latere enossale implantaten.

### Instrumentarium

- Spiegel + spuit en naald + verdovingsvloeistof
- Steriele tafel: steriel veld (x2) /steriele slang/ 2 mesjes/ hechtdraad (zijde 4/0) (x2) / steriel
- Fysiologisch serum/ steriele OP-set
- Steriele handschoenen + kapje + mondmasker
- Bio=Oss (korrels of blocks)
- Membranen (Ossix)
- Sinuslift set + botmolen (groot of klein)
- Steriele implantmotor slangen + blauw handstuk
- Kapje en schoenovertrekken voor patiënt

### Apparatuur

- Implantmotor
- Afzuiger Itcavac

### Werkwijze

- Anesthesie.
- Ontsmetten mond (intern: Perio Aid + extern alcohol).
- Afdekken patiënt.
- Flap ev. + extracties.
- Curettage + ontsmetten + opvullen met Bio-Oss + afdekken Ossix.
- Eventueel Kinbotgreffe d.m.v. trepaanboren.
- Hechten.
- Reinigen patiënt.
- Richtlijnen na chirurgie.
- Controle na 10 dagen.

### Criteria

- Opbouw ter voorbereiding implantologie.
- Instructies goed opvolgen.
- Controle na 4 – 6 maanden.

### Tijdsduur

60 tot 90 minuten